

CL-04 — MAANDELIJKS ONDERHOUD DEPOT (PER UNIT)

Unit-ID: _____ Type: 8D / 5D Maand: _____

- Visueel: corrosie/koeldek/dichtingen
- Boiler A: werkingscheck, temperatuurcurve, gaskeur geldig?
- Boiler B: werkingscheck, temperatuurcurve, gaskeur geldig?
- Buffer: visuele check + temperatuur bij testvulling ≤ 25 °C
- Terugstroombeveiliging: drukverschiltoets
- Thermostatische mengkranen (douche + evt. wastafel): volledige slag, geen lekkage
- Douchekoppen + (5D) wastafelperlators: ontkalken/vervangen indien nodig
- Opslagruimte-temperatuur geverifieerd (< 25 °C, droog)
- Steekproef thermische shock (WI-05) uitgevoerd op één circuit (rouleren)
- Voorraad H₂O₂, teststrips, vervangonderdelen op peil

Paraaf coördinator: _____
